



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Bijlage bij accreditatiecertificaat
Annexe au certificat d'accréditation
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

036-MED

EN ISO 15189:2022

Versie / Version / Version / Fassung	13
Geldigheidsperiode / Validité / Validity / Gültigkeitsdauer	2024-11-23 - 2029-11-22

Maureen Logghe

Voorzitster van het Accreditatiebureau
La Présidente du Bureau d'Accréditation
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à /
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

CERBA HEALTHCARE BELGIUM bv
Humaniteitslaan 116
1070 Anderlecht

Activiteitencentra / Sites d'activités / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

Cerba HealthCare Belgium - Afdeling CRI Gent	Industriepark-Zwijnaarde 3 9052 Gent
--	---

Analysecode (referentie van de interne analyseprocedure (indien relevant) of andere unieke identificatiecode voor de activiteit)	Primair monster/ Staaltype	Gemeten eigenschap/ gemeten parameter	Analysemethode/ meetprincipe inclusief details van de apparatuur en/of gebruikte kit
VASTE SCOPE			
KLINISCHE CHEMIE			
Chemie			
Niet-moleculaire analyses			
1	Humaan serum	Alanine aminotransferase	Colorimetric UV Kinetic methods (Tris buffer) modified IFCC-37°C met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
2	Humaan serum	Alfafoetoproteïne	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
3	Humaan serum	Albumine	Colorimetric VIS photometry (Bromocresol Green) met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
4	Humaan serum	Alkalische fosfatase	Colorimetric IFCC -37°C met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
5	Werkversie	Amylase	Colorimetric Ethylidene protected maltoheptose met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
6	Humaan serum	Aspartaat aminotransferase	Colorimetric UV Kinetic methods (Tris buffer) modified IFCC-37°C met Cobas 8000 C - C702 (Roche)

Analysecode (referentie van de interne analyseprocedure (indien relevant) of andere unieke identificatie-code voor de activiteit)	Primair monster/ Staaltype	Gemeten eigenschap/ gemeten parameter	Analysemethode/ meetprincipe inclusief details van de apparatuur en/of gebruikte kit
7	Humaan serum	bicarbonaat	Colorimetric Enzymatisch -PEPC met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
8	Humane urine	(semi-kwantitatief) opsporen van bilirubine in urine	Reflectiemeting Cobas U pack (dipsticks) met Cobas 6500 U - U601 (Roche)
9	Humane urine	(semi-kwantitatief) opsporen van bloed in urine	Reflectiemeting Cobas U pack (dipsticks) met Cobas 6500 U - U601 (Roche)
10	Humaan serum	CA 125	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
11	Humaan serum	CA15.3	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
12	Humaan serum	CA 19.9	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
13	Humaan serum	Calcium	Colorimetric UV photometry (NM-BAPTA) met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
15	Humaan serum	Chloor	Indirect potentiometry Ion Selectieve Electrode met Cobas 8000 C - C702 (Roche)

Analysecode (referentie van de interne analyseprocedure (indien relevant) of andere unieke identificatie-code voor de activiteit)	Primair monster/ Staaltype	Gemeten eigenschap/ gemeten parameter	Analysemethode/ meetprincipe inclusief details van de apparatuur en/of gebruikte kit
16	Humaan serum	Cholesterol	Enzymatic colorimetric Cholesterol esterase-oxidase (PAP) met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
18	Humaan serum	Creatine kinase	Colorimetric UV IFCC -37°C met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
19	Humaan serum	Creatinine	Colorimetric Jaffé without deprot.-kinetic- met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
20	Humane urine	Creatinine in urine	Colorimetric Jaffé without deprot.-kinetic- met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
21	Humaan serum	CRP	Particle-enhanced immunoturbidimetric Binding of the analyte with antibody- bound microparticles met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
132	Humaan serum	CRPhs	Immunoturbidimetric met Cobas 8000 C702 (Roche)
22	Humaan serum	Directe bilirubine	Colorimetric Diazo sulfanilic acid met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
23	Humane urine	(semi-kwantitatief) opsporen van eiwit in urine	Reflectiemeting/ colorimetric Cobas U pack (dipsticks) / turbidimetric with benzethonium chloride met Cobas 6500 U - U601 / Cobas 8000 C C702 (Roche)

Analysecode (referentie van de interne analyseprocedure (indien relevant) of andere unieke identificatiecode voor de activiteit)	Primair monster/ Staaltype	Gemeten eigenschap/ gemeten parameter	Analysemethode/ meetprincipe inclusief details van de apparatuur en/of gebruikte kit
24	Humaan serum	Fosfor (inorganisch)	Colorimetric Molybdate UV (H) met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
25	Fluoride plasma	Glucose	Colorimetric UV Hexokinase met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
26	Humane urine	(semi-kwantitatief) opsporen van glucose in urine	Reflectiemeting/ colorimetric Cobas U pack (dipsticks)/hexokinase met Cobas 6500 U - U601 / Cobas 8000 C C702 (Roche)
27	Humaan serum	HDL-Cholesterol	Colorimetric PEG cholesterol esterase/PEG chol ox/perox/PAP (homogeneous) met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
28	Humaan bloed	Hemoglobine A1c	Capillaire elektroforese op Capillarys (Sebia)
29	Humaan serum	Homocysteïne	CMIA A one-step immunoassay using chemiluminescent microparticle immunoassay technology metArchitect (Abbott)
30	Humaan serum	Ijzer	Colorimetric VIS photometry without deproteinization (ferrozine) met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
31	Humaan serum	Ijzerbindingscapaciteit (onverzadigde)	indirect colorimetric Dosage overmaat Fe ²⁺ met Ferrozine met Cobas 8000 C - C702 (Roche)

Analysecode (referentie van de interne analyseprocedure (indien relevant) of andere unieke identificatiecode voor de activiteit)	Primair monster/ Staaltype	Gemeten eigenschap/ gemeten parameter	Analysemethode/ meetprincipe inclusief details van de apparatuur en/of gebruikte kit
32	Humaan serum	Kalium	Indirect potentiometry Ion Selectieve Electrode met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
33	Humane urine	(semi-kwantitatief) opsporen van ketonen in urine	Reflectiemeting Cobas U pack (dipsticks) met Cobas 6500 U - U601 (Roche)
34	Humaan serum	Lactaatdehydrogenase	Colorimetric UV IFCC-LP met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
35	Humaan serum	LDL-cholesterol	Colorimetric Selective micellary solubilisation of LDL-cholesterol met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
36	Humaan serum	L-Gamma-glutamyltransferase	Colorimetric Kinetic method (liquid) SZASZ-37°C met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
37	Humaan serum	Magnesium	Colorimetric Xylidyl-blue diazonium salt met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
38	Humaan serum	Natrium	Indirect potentiometry Ion Selectieve Electrode met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
39	Humane urine	Nitriet in urine	Reflectiemeting Cobas U pack (dipsticks) met Cobas 6500 U - U601 (Roche)

Analysecode (referentie van de interne analyseprocedure (indien relevant) of andere unieke identificatie-code voor de activiteit)	Primair monster/ Staaltype	Gemeten eigenschap/ gemeten parameter	Analysemethode/ meetprincipe inclusief details van de apparatuur en/of gebruikte kit
42	Humane urine	(semi-kwantitatief) opsporen van pH in urine	Reflectiemeting Cobas U pack (dipsticks) met Cobas 6500 U - U601 (Roche)
43	Humaan serum	Totaal bilirubine	Colorimetric Diazo sulfanilic acid met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
44	Humaan serum	Totaal eiwit	Colorimetric VIS photometry – Biuret with blank met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
45	Humaan serum	Triglyceriden	Colorimetric UV Esterase/GPO/PAP/kinetic (VIS) met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
46	Humaan serum	Ureum	Colorimetric Urease/glutamate deshydrogenase/NADH (UV)-kinetic met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
47	Humane urine	Urinesediment (witte bloedcellen, rode bloedcellen, bacteriën, gisten, kristallen, hyaliene cylinders, pathologische cylinders, squamous epitheelcellen, non-squamous epitheelcellen)	automated microscopy Cobas U cuvettes met Cobas 6500 U -U702 (Roche)
48	Humaan serum	Urinezuur	Colorimetric Uricase/PAP met Cobas 8000 C - C702 (Roche)

Analysecode (referentie van de interne analyseprocedure (indien relevant) of andere unieke identificatiecode voor de activiteit)	Primair monster/ Staaltype	Gemeten eigenschap/ gemeten parameter	Analysemethode/ meetprincipe inclusief details van de apparatuur en/of gebruikte kit
49	Humane urine	(semi-kwantitatief) opsporen van Urobilinogeen in urine	Reflectiemeting Cobas U pack (dipsticks) met Cobas 6500 U - U601 (Roche)
53	Humaan serum	TNT-hs	Sandwich ECLIA Non-isotopic Roche E-modular met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
54	Humane urine	THC (Cannabis screening)	KIMS Binding of the analyte with antibody- bound microparticles met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
58	Humaan serum	Vitamine D-t	Competition ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
59	Humaan serum	eGFR	Calculation MDRD and CKD-EPI equation Cobas 8000 C - C702 (Roche)
60	humane urine	Leukocyten (esterase) (LEU)	Reflectiemeting Cobas U pack (dipsticks) met Cobas 6500 U - U601 (Roche)
61	humane urine	Specific gravity	Reflectiemeting Cobas U pack (dipsticks) met Cobas 6500 U - U601 (Roche)
133	Humaan serum	Immunoglobuline G	Immunoturbidimetrie Cobas 8000 C - C702 (Roche)

Analysecode (referentie van de interne analyseprocedure (indien relevant) of andere unieke identificatiecode voor de activiteit)	Primair monster/ Staaltype	Gemeten eigenschap/ gemeten parameter	Analysemethode/ meetprincipe inclusief details van de apparatuur en/of gebruikte kit
134	Humaan serum	Immunoglobuline A	Immunoturbidimetrie Cobas 8000 C - C702 (Roche)
135	Humaan serum	Immunoglobuline M	Immunoturbidimetrie Cobas 8000 C - C702 (Roche)
136	Humaan serum	Lipase	Colorimetrie Enzymatic (1,2-O-dilauryl-rac-glycero-3-glutaric-acid- (6-methylresorufin) ester) met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
137	Humaan serum	Carcinoembryonic antigen	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescence assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
Therapeutic drug monitoring			
Niet-moleculaire analyses			
14	Humaan serum	Carbamazepine	KIMS Binding of the analyte with antibody- bound microparticles met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
55	Humane urine	Benzodiazepines	KIMS Binding of the analyte with antibody- bound microparticles met Cobas 8000 C - C702 (Roche)

Analysecode (referentie van de interne analyseprocedure (indien relevant) of andere unieke identificatiecode voor de activiteit)	Primair monster/ Staaltype	Gemeten eigenschap/ gemeten parameter	Analysemethode/ meetprincipe inclusief details van de apparatuur en/of gebruikte kit
56	Humane urine	Barbituraten	KIMS Binding of the analyte with antibody-bound microparticles met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
57	Humaan serum	Valproïnezuur	Absorptie Enzyme immunoassay met Cobas 8000 C - C702 (Roche)
Hormonologie			
Niet-moleculaire analyses			
59	Humaan EDTA plasma	Adrenocorticotroop hormoon	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
60	Humaan serum	Cortisol	Competition ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
61	Humaan serum	C-peptide	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
62	Humaan serum	Follikel stimulerend hormoon	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
63	Humaan serum	Humaan chorion gonadotrofine	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)

Analysecode (referentie van de interne analyseprocedure (indien relevant) of andere unieke identificatiecode voor de activiteit)	Primair monster/ Staaltype	Gemeten eigenschap/ gemeten parameter	Analysemethode/ meetprincipe inclusief details van de apparatuur en/of gebruikte kit
64	Humaan serum	Insuline	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
65	Humaan serum	Luteïniserend hormoon	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
66	Humaan serum	Oestradiol	Competition ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
67	Humaan serum	Parathormoon	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
68	Humaan serum	Progesteron	Competition ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
69	Humaan serum	Prostaat specifiek antige	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
70	Humaan serum	Sex hormone binding globuline (SHBG)	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
71	Humaan serum	Testosteron	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)

Analysecode (referentie van de interne analyseprocedure (indien relevant) of andere unieke identificatiecode voor de activiteit)	Primair monster/ Staaltype	Gemeten eigenschap/ gemeten parameter	Analysemethode/ meetprincipe inclusief details van de apparatuur en/of gebruikte kit
72	Humaan Serum	Thyroglobuline	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
73	Humaan serum	Thyroid stimulerend hormoon	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
76	Humaan serum	Vrije Thyroxine	Competition ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
77	Humaan serum	Vrije Triiodothyronine	Competition ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
78	Humaan Serum	DHEA-S	Competition ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)

Analysecode (referentie van de interne analyseprocedure (indien relevant) of andere unieke identificatie-code voor de activiteit)	Primair monster/ Staaltype	Gemeten eigenschap/ gemeten parameter	Analysemethode/ meetprincipe inclusief details van de apparatuur en/of gebruikte kit
HEMATOLOGIE			
Cellulaire hematologie			
Niet-moleculaire analyses			
81	Humaan EDTA bloed	Telling RBC WBC thrombocyten, Hb, Hct, MCH, MCHC, MCV	RF/DC Detectie Methode, Sheath Flow DC Detectie Methode, en Flow Cytometrie Methodes mbv een halfgeleider laser en Sodium Lauryl Sulfate (SLS)-hemoglobine. XN Series Met Sysmex XN 9100
82	Humaan EDTA bloed	Differentiatie WBC (neutrofielen, lymfocyten, monocyten, eosinofielen, basofielen)	RF/DC Detectie Methode, Sheath Flow DC Detectie Methode, en Flow Cytometrie Methodes mbv een halfgeleider laser en Sodium Lauryl Sulfate (SLS)-hemoglobine/Microscopie XN Series/ Microscopische review onder specifieke condities May Grünwald Giemsa (DI-60 or Manual microscopy) met Sysmex XN 9100 / Sysmex DI-60 / Manuele microscopie
83	Humaan EDTA bloed	CD-merkers van T- en B-lymfocyten en NK-cellen	Flow-cytometrie Dual Platform FACSCanto - Sysmex FACSCanto (1x 8-color ; 2*10- color) (Becton Dickinson)

Analysecode (referentie van de interne analyseprocedure (indien relevant) of andere unieke identificatiecode voor de activiteit)	Primair monster/ Staaltype	Gemeten eigenschap/ gemeten parameter	Analysemethode/ meetprincipe inclusief details van de apparatuur en/of gebruikte kit
Coagulatie			
Niet-moleculaire analyses			
85	Humaan Citraat plasma	Fibrinogeen	Electromechanisch meetprincipe Diag Stago Fibrinogen methode Clauss STA-R MAX (Diagnostica Stago) en STA-Compact MAX
86	Humaan Citraat plasma	Prothrombine tijd	Electromechanisch meetprincipe Diag Stago Neoplastine Recombinant STA-R MAX (Diagnostica Stago) en STA-Compact MAX
122	Humaan Citraat Plasma	APTT	Electromechanisch meetprincipe Diag Stago CK Prest STA-R MAX (Diagnostica Stago) en STA-Compact MAX

Analysecode (referentie van de interne analyseprocedure (indien relevant) of andere unieke identificatiecode voor de activiteit)	Primair monster/ Staaltype	Gemeten eigenschap/ gemeten parameter	Analysemethode/ meetprincipe inclusief details van de apparatuur en/of gebruikte kit
MICROBIOLOGIE			
Bacteriologie			
Niet-moleculaire analyses			
110	Humaan sputum, urine, faeces, etter in steriel recipiënt. Genitale afname (vagina, cervix, urethra) met behulp van een eSwab of Transwab wisser. Keelwisser (eSwab).	Gramkleuring en microscopisch onderzoek	Microscopisch onderzoek na gramkleuring
111	Humaan sputum, urine, faeces, etter in steriel recipiënt. Genitale afname (vagina, cervix, urethra) met behulp van een eSwab of Transwab wisser. Keelwisser (eSwab).	Cultuur van pathogene kiemen	manuele enting van monsters op chromogene en universele voedingsbodems
112	Humaan sputum, urine, faeces, etter in steriel recipiënt. Genitale afname (vagina, cervix, urethra) met behulp van een eSwab of Transwab wisser. Keelwisser (eSwab).	Identificatie van pathogene kiemen	identificatie van gekweekte organismen dmv massa-spectrometrie: Maldi-Tof, Brüker Maldi-Biotyper Sirius One IVD (Brüker)
			identificatie van gekweekte organismen dmv klassieke biochemische methoden manueel (indien Maldi-TOF ontoereikend)

Analysecode (referentie van de interne analyseprocedure (indien relevant) of andere unieke identificatiecode voor de activiteit)	Primair monster/ Staaltype	Gemeten eigenschap/ gemeten parameter	Analysemethode/ meetprincipe inclusief details van de apparatuur en/of gebruikte kit
113	Humaan sputum, urine, faeces, etter in steriel recipiënt. Genitale afname (vagina, cervix, urethra) met behulp van een eSwab of Transwab wisser. Keelwisser (eSwab).	Bepaling van antibiotica gevoeligheid van pathogene kiemen	Gevoeligheidsbepaling door disk diffusie: Kirby Bauer met automatische detectie (SIRscan Orion, I2A)
119	Humane faeces	Clostridium difficile Ag + Tox	Immunochromatografie Manueel (Techlab Quik Chek Complete)
Mycologie			
Niet-moleculaire analyses			
115	Humane huidschilfers, haren, nagels	Mycologie kweek (Dermatofieten)	Kweek op specifieke voedingsbodems gevolgd door microscopische identificatie Manueel
Parasitologie			
Niet-moleculaire analyses			
117	Humane faeces	Parasieten (cysten, wormen en wormeieren)	Microscopie na aanrijking Manueel

Analysecode (referentie van de interne analyseprocedure (indien relevant) of andere unieke identificatie-code voor de activiteit)	Primair monster/ Staaltype	Gemeten eigenschap/ gemeten parameter	Analysemethode/ meetprincipe inclusief details van de apparatuur en/of gebruikte kit
Virologie			
Niet-moleculaire analyses			
118	Humane faeces	Rotavirus	Immunochromatografie Manueel (IMP Rota-strip)
130	Humane faeces	Giardia lamblia	Immunochromatografie Manueel (Techlab Quik chek Giardia Crypto)
131	Humane faeces	Cryptosporidium spp	Immunochromatografie Manueel (Techlab Quik chek Giardia Crypto)
Moleculaire analyses			
138	Nasopharyngeale wisser	SARS-CoV-2 RNA (kwalitatief)	Allplex SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay, STARlet (Seegene) and CFX96 (Bio-Rad)
139	Nasopharyngeale wisser	Influenza A&B RNA (kwalitatief)	Allplex SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay, STARlet (Seegene) and CFX96 (Bio-Rad)
140	Nasopharyngeale wisser	Respiratoir Syncytieel Virus RNA, (RSV) (kwalitatief)	Allplex SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay, STARlet (Seegene) and CFX96 (Bio-Rad)

Analysecode (referentie van de interne analyseprocedure (indien relevant) of andere unieke identificatie-code voor de activiteit)	Primair monster/ Staaltype	Gemeten eigenschap/ gemeten parameter	Analysemethode/ meetprincipe inclusief details van de apparatuur en/of gebruikte kit
Infectieuze serologie			
Niet-moleculaire analyses			
90	Humaan Serum	HIV DUO	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
91	Humaan Serum	Anti-HCV	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
100	Humaan Serum	Anti-HAV IgM	μ -capture ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801
101	Humaan Serum	Anti-HBc	Competition ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
102	Humaan Serum	Anti- Hbe	Competition ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
103	Humaan Serum	Anti-HBs	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
104	Humaan Serum	HBe Ag	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)

Analysecode (referentie van de interne analyseprocedure (indien relevant) of andere unieke identificatie-code voor de activiteit)	Primair monster/ Staaltype	Gemeten eigenschap/ gemeten parameter	Analysemethode/ meetprincipe inclusief details van de apparatuur en/of gebruikte kit
105	Humaan Serum	HBs Ag	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
106	Humaan Serum	Toxoplasma IgM	μ -capture ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801
107	Humaan Serum	Toxoplasma IgG	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
108	Humaan Serum	CMV IgM	μ -capture ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801
109	Humaan Serum	CMV IgG	Sandwich ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)
129	Humane faeces	Occult bloed in faeces	IMMO FOB Sneltest (Hemdetect)
120	Humaan Serum	Anti-HAV (totaal)	Competition ECLIA Cobas E Electrochemoluminescentie assay met Cobas 8000 E - e801 (Roche)

Analysecode (referentie van de interne analyseprocedure (indien relevant) of andere unieke identificatiecode voor de activiteit)	Primair monster/ Staaltype	Gemeten eigenschap/ gemeten parameter	Analysemethode/ meetprincipe inclusief details van de apparatuur en/of gebruikte kit
123	Humaan Serum	EBV VCA IgG	CMIA A two-step immunoassay using chemiluminescent microparticle immunoassay technology met Architect (Abbott)
125	Humaan Serum	EBV VCA IgM	CMIA A two-step immunoassay using chemiluminescent microparticle immunoassay technology met Architect (Abbott)
127	Humaan Serum	EBV EBNA IGG	CMIA A two-step immunoassay using chemiluminescent microparticle immunoassay technology met Architect (Abbott)